

CPAP UREĐAJI ZA APNEJU U KUĆNOJ NJEZI

WEINMANN, Njemačka

SOMNObalance e

Weinmann najtiša autoCPAP terapija – uravnotežena i fleksibilna

Uređaj SOMNObalance e za autoCPAP terapiju opremljen je tehnologijom opstruktivnog vršnog tlaka (OPP) koja pouzdano razlikuje opstruktivne od centralnih apneja. Svojim automatskim i stalnim prilagodbama rada kao odgovorom na potrebe pacijenta, uređaj nudi veliku fleksibilnost u mogućnostima terapije. Odabir načina rada, koji se može kombinirati sa inteligentnim softPAP modalitetom za olakšavanje izdisaja, čini **SOMNObalance e** još fleksibilnijim. SD kartica pomaže da se značajno optimiziraju radni procesi.



Ugodna terapija

- Iznimno tih
- U fazama velikog variranja tlaka automatska prilagodba prema trenutnoj potrebi korisnika
- "Meki start", automatsko paljenje i gašenje

Pristupačno rukovanje

- **NOVO:** SD kartica koja optimizira radne procese:
 - jednostavan prijenos podataka za terapiju i praćenje usklađenosti
 - jednostavna prva konfiguracija uređaja
 - pojednostavljena zamjena uređaja
 - dnevnik terapije za pacijenta
 - praktično postavljanje uređaja uz pomoć master kartice
- Pristupačan informacijski izbornik za korisnika
- Jasan prikaz proširenih statističkih podataka
- Pristupačno daljinsko postavljanje pomoću PC softvera SOMNOadjust ili WEINMANNsupport
- Dodatni analogni signali za PSG povezivanje: tlak, protok, propuštanje, OPP, relativni respiratorni minutni volumen

Sigurnost i pouzdanost

- OPP tehnologija (Obstructive Pressure Peak) razlikuje centralnu od opstruktivne apneje
- U kombinaciji sa nadolazećim signalima lakše opstruktivne apneje se tretiraju odmah kako bi se izbjegle teške opstruktivne apneje.
- Test maske osigurava ugodno i sigurno prijanjanje maske čak i kod povećanja razine tlaka tijekom noći

Kvalitativan prikaz propuštanja tijekom terapije – osigurava učinkovitost

CPAP terapijski uređaj za potpomognuto disanje



SOMNObalance e automatski CPAP terapijski uređaj
Set sadrži uređaj SOMNObalance e, masku za disanje i ovlaživač SOMNOaqua sve u torbi.

Rad u CPAP i APAP modu, softPAP olakšanje izdisanja
Jednostavan za upotrebu i čišćenje, automatski sustav „mekog starta“ ili inicijalnog tlaka za uspavljivanje, mogućnost automatskog uključivanja/isključivanja, automatsko pohranjivanje svih postavki.

Šifra: uređaj 0304151231002

Maske za CPAP terapijske uređaje



JOYCE nosna maska, ventilirana

Veličina S, M, L, XL

Šifra:0304151232002



JOYCE full face maska, ventilirana

Veličina S, M, L, XL

Šifra:0304151232003



JOYCE easy nosna maska, ventilirana

Veličina S, M, L

Šifra:0304151232012



JOYCE easy full face maska, ventilirana

Veličina S, M, L

Šifra:0304151232012



JOYCE one nosna maska, ventilirana

Šifra:0304151232013



JOYCE one full face maska, ventilirana

Šifra:0304151232013

Raspon tlakova na auto CPAP uređaju – određuje liječnik:


Ime i prezime pacijenta: _____

Od _____ do _____ hPa (mbar; cm H₂O)

Ovjera liječnika: _____

INFORMACIJE ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE

Popis isporučitelja:

ZAGREB INEL medical VII južna obala 23, 10020 Zagreb Tel/ Fax: 01/3094-729 ksenija.pozojevic@inel-mt.hr	DUBROVNIK Otto Bock Adria PJ Dubrovnik Bana Jelačića 11A, 20000 Dubrovnik Tel: 020/311-961; Fax: 020/311-962 ottobock.dubrovnik@ottobock.hr	DUBROVNIK ZU Ljekarna Dubrovnik, Obala Pape Ivana Pavla II 7, 20000 Dubrovnik Tel: 020/418-990; Fax: 020/419-861 ljekarna-dubrovnik@du.t-com.hr
ČAKOVEC Medipom Čakovec I.G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec Tel/Fax: 040/310-958 medipom1@optinet.hr	IVANIĆ GRAD Salvus Ivanić Grad Moslavačka 22, 10310 Ivanić Grad Tel: 01/2821-433; Fax: 01/2823-266 ina.muzina@salvus.hr	OSIJEK OTOS Sanitetska kuća Vukovarska 1, 31000 Osijek Tel: 031/252-000; Fax: 031/252-004 pos@otos.hr
POŽEGA OTOS Sanitetska kuća Županijska 23, 34000 Požega Tel: 034/271-198; 034/312 164 pozega@otos.hr	PULA Otto Bock Adria PJ Pula Zadarska 65, 52100 Pula Tel/Fax: 052 553 733 ottobock.pula@ottobock.hr	RIJEKA Med. oprema Stari grad Vlačičev trg 3, 51000 Rijeka Tel: 051/211-253; Fax: 051/322-254 medop@inet.hr
SISAK Dentamed Franje Lovrića 30 telefon: 044 / 548 441 e-mail: info@dentamed.hr	SPLIT Ortopedija 2000 Gundulićeva 6, 21000 Split Tel: 021/339-017; Fax: 021/339-016 ortopedija2000@net.hr	SPLIT Salvus Split Šoltanska 2, 21000 Split Tel: 021/455-280; Fax: 021/455-279 split@salvus.hr
SLAVONSKI BROD OTOS Sanitetska kuća Tome Bakača 1, 35000 Slavonski Brod Tel: 035/445-157; Fax: 035/445-157 brod@otos.hr	SVETA NEDELJA Otto Bock Adria Dr.F.Tuđmana 14, 10431 Sveta Nedelja Tel: 01/3361-544; Fax: 01/3365-986 www.ottobock.hr	ŠIBENIK Vita d.o.o. Biskupa Fosca 11, 22000 Šibenik Tel/Fax: 022 215 850 vita1sibenik@net.hr
VARAŽDIN Medipom Ivana Meštrovića 2, 42000 Varaždin Tel: 042/215-240; Fax: 042/215-241 medipom@vz.t-com.hr	VINKOVCI OTOS Sanitetska kuća Hrvatskih žrtava 19a, 32100 Vinkovci Tel: 032/331-085; Fax: 032/338-371 vinkovci@otos.hr	VIROVITICA OTOS Sanitetska kuća Ljudevita Gaja 20, 33000 Virovitica Tel: 033/800-301; Fax: 033/800-302 virovitica@otos.hr
ZADAR Otto Bock Adria PJ Zadar Polačišće 9, 23000 Zadar Tel: 023/313-135 ottobock.zadar@ottobock.hr		

Za dodatne informacije:

INEL medicinska tehnika, Turinina 5, 10010 Zagreb
Tel: 01/6175-150; 01/6175-160; fax: 01/6520-966; www.inel-mt.hr
apneja@inel-mt.hr